

Behandlungseinheit Partner

Behandlerelement

- 3 Funktionsspritze
- 1 Lichtturbinenanschluss
- 2 Mikromotoren mit LED Bien Air MC3 LK
 - 1 Ultraschall ZEG Satelec Newtron mit LED
- Unabhängige Sprayregulierung der Instrumente.
- Anti-Rücksaug-Vorrichtung für die Instrumente
- Safe Spray System
- Bedienungsfeld für die Steuerung aller Funktionen der Behandlungseinheit und des Patientenstuhles
- Instrumentenablage und Griffe abnehmbar und autoklavierbar
- Traytabletthalter

Helferinelement

- 2 Absaugkanülen (Speichelzieher /Chirurgische Absaugung)
- Aufnahme f
 ür zusätzliches Instrument
- Bedienungsfeld

Wassereinheit

- 180° schwenkbares, abnehmbares und autoklavierbares Keramikspeibecken
- Vorbereitung f

 ür Nassabsaugung

Patientenstuhl AG04SWP

- Patientenstuhl mit Chrom-Armlehne links
- 3 programmierbare Behandlungspositionen
- Spülposition & letzte Position
- Trendelenburg Bewegung der Rückenlehne.
- Doppelgelenkartikulation der Kopfstütze
- Sicherheitsarretierung der Rückenlehne, Einquetschschutz

OP Leuchte Swident ALYA LED

- Stufenlos dimmbar von 3.000 50.000 LUX,
- Farbtemperatur 5.000°K
- Abnehmbare und autoklavierbare Griffe



M.P.I. Dental Group Sàrl 2, rue Thoull L-6492 Echternach Tel. (+352) 26 72 19 01 Fax. (+352) 27 76 29 02 www.mpi-dental.com