

Strahlende Haut, strahlende Patienten

Ein innovatives Ästhetik-Konzept zur
Verbesserung der Hautqualität



Verbesserte Hautqualität:

Ein häufiges Bedürfnis von Patienten




- Reduzierte Elastizität
- Dehydratation
- Erhöhte Hautrauigkeit



- Reduzierte Hautdicke & subkutanes Volumen
- Gesteigerte Sichtbarkeit von Venen & Bändern



- Dehydratation der Haut
- Auftreten feiner Fältchen
(z. B. periorbital, perioral)



- Eingesunkene Aknenarben:
- Ausgeprägte Hautunebenheiten
 - Sichtbarkeit von Narbengewebe

Behandlungskategorien



*Klinisch unzureichend belegt.


Restylane
SKINBOOSTERS™

Entdecken Sie die Restylane Skinbooster

Keine lokale Faltenkorrektur
oder Volumengabe,
sondern eine innovative
Behandlungsmethode zur
großflächigen **Verbesserung
der Hautqualität.**¹⁻¹¹




Patientin wurde mit den Restylane Skinboostern behandelt.




Innovatives Konzept

Die Restylane Skinbooster **verbessern die Hautqualität**, indem sie

- die **Hydratation**¹⁻³ und
- die **Elastizität der Haut** steigern¹⁻⁴ und
- die **Hautoberfläche glätten**.^{1,2,4}



Die Restylane Skinbooster basieren auf der **NASHA™ Technologie**⁴



Natürliche Verknüpfung
der HA-Ketten



Synthetische Vernetzung
der HA-Ketten

NASHA = (Nicht-Animalisches Stabilisiertes Hyaluron)

Ein innovatives Ästhetik-Konzept zur sichtbaren Verbesserung der Hautqualität



Signifikante & lang anhaltende **Verbesserung der Hautqualität**, klinisch belegt¹⁻¹²




Ein schrittweises **Behandlungsprotokoll** stärkt ebenfalls die **Patientenbeziehung**



Hohe Patientenzufriedenheit mit den Ergebnissen^{3,4,6-8}

Einzigartig in der Kategorie „Verbesserung der Hautqualität“*

Die Restylane Skinbooster zeigen eine **Wirkdauer von bis zu 12 Monaten, klinisch belegt.**⁶



*Mit Hyaluron-Produkten zur Injektion Mittlere Werte zur Elastizität wurden anhand der Cutometrie gemessen (T01-M05, M12; n=22).

Modifiziert nach Gubanova E. I. et al. 2015.⁶

Ein schrittweises **Behandlungsprotokoll** stärkt ebenfalls die **Patientenbeziehung**

3 **Aufbaubehandlungen**

Auffrischungsbehandlungen


Woche
0

Woche
4

Woche
8

Woche
32

Woche
52



Hohe Patientenzufriedenheit mit den Ergebnissen



100%

der Patienten
sehen
**Verbesserungen
bis zu 12 Monate
nach der
Aufbaubehand-
lung⁶**



96%

der Patienten
würden die
**Behandlung
gerne
wiederholen
oder
fortsetzen³**



86%

der Patienten
glauben, dass
**sie jünger
aussehen⁶**



91%

der Patienten
sagen, dass ihr
**Selbstwert-
gefühl & Selbst-
vertrauen
verbessert
wurde⁷**




100%

der Patienten
sagen, dass ihre
**Erwartungen
erfüllt wurden⁴**

Für eine Vielzahl an Bedürfnissen


Vielfältige Behandlungsoptionen:



- Für junge oder reife, lichtgeschädigte Haut
- Zur alleinigen Anwendung oder in Kombination mit anderen Ästhetik-Behandlungen, wie den Restylane Fillern und Restylane Skincare



Junge Haut –

Verbesserung der Hautqualität¹⁻¹¹ & Hydratation¹⁻³





Reife Haut –

Verbesserung der Hautqualität¹⁻¹¹ & Elastizität^{1-4,6}





Reife Haut –

Verbesserung der Hautqualität¹⁻¹¹ & Elastizität^{1-4,6}



Hände –

Verbesserung der Hautqualität¹⁻¹¹ & Hydratation¹⁻³




Hände –



Verbesserung der Hautqualität¹⁻¹¹ & Hydratation¹⁻³



Eingesunkene Akne-Narben – Sichtbare Verbesserung des Hautbildes^{5,10}



Eingesunkene Akne-Narben – Sichtbare Verbesserung des Hautbildes^{5,10}



Innovative Komfortspritze

MIT
SMARTCLICK™
SYSTEM



KOMFORT

PRÄZISION &
KONTROLLE

SICHERHEIT



reddot award 2014
winner




Thin-Wall Needle
(Dünnwand-Nadel)



pix'L™
Mikrokanülen


Restylane
SKINBOOSTERS™

Restylane Skinbooster werden in die mittlere bis tiefe Dermis injiziert




Fächertechnik

Speziell geeignet für den Gebrauch mit der stumpfen Mikrokanüle (pix'L™).



Punkt-Technik



Kurze lineare Technik



Lineare Technik

Die Restylane Skinbooster werden **NICHT oberflächlich gequaddelt**.

REFRESH



Restylane Skinboosters Vital



Restylane Skinboosters Vital Light

Inhaltsstoffe

20 mg/ml stabilisiertes Hyaluron
mit oder ohne 0,3 % Lidocain

12 mg/ml stabilisiertes Hyaluron
mit oder ohne 0,3 % Lidocain

Hebekapazität

Niedrig

Sehr niedrig

Technologie

NASHA™ Technologie

NASHA™ Technologie

Hautqualität

Reife, dickere und lichtgeschädigte Haut

Jüngere und dünne, sensible Haut

Behandlungsareal



NASHA = Nicht-Animalisches Stabilisiertes Hyaluron

REFRESH



Restylane Skinboosters Vital



Restylane Skinboosters Vital Light

Injektionstiefe



Mittlere bis tiefe Dermis



Mittlere Dermis

Behandlungs- protokoll

3 Aufbaubehandlungen im Abstand
von 4 Wochen.
Auffrischung (1 Behandlung) alle 6 Monate.

3 Aufbaubehandlungen im Abstand
von 2-4 Wochen.
Auffrischung (1 Behandlung) alle 4-6 Monate.

Spritzenvolumen

Spritze mit **SmartClick™ System** 1 ml

Spritze mit **SmartClick™ System** 1 ml

Empfohlene Nadel

29G Thin-wall Needle*

29G Thin-wall Needle*

Empfohlene Kanüle

30G, 30mm Pix'L™-Kanüle

30G, 30mm Pix'L™-Kanüle

Wirkdauer

Bis zu 12 Monate⁶

Bis zu 9 Monate⁸

*Wird mit allen Restylane Skinbooster Produkten geliefert.

Referenzen

1. Distant F. et al. Dermatol Surg. 2009 Feb; 35 (Suppl 1):389-393.
2. Williams S. et al. J Cosmet Dermatol. 2009 Sep; 8(3):216-225.
3. Gubanova E. I. et al. Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine) 2010; 1:94-98.
4. Kerscher M. et al. Dermatol Surg. 2008 May; 34(5):720-726.
5. Dierickx C. Injections of stabilised hyaluronic acid gel containing lidocaine for the treatment of depressed facial acne scars: 5-month interim results. Poster Präsentation auf dem IMCAS-Kongress, Paris, 2015.
6. Gubanova E. I. et al. J Drugs Dermatol. 2015 Mar 1;14(3):288-95.
7. Gubanova I. E. et al. Injections of stabilized hyaluronic acid with a sharp needle compared with a blunt microcannula for facial skin rejuvenation: 12-month results. Poster Präsentation auf dem IMCAS-Kongress, Paris, 2015.
8. Streker M. et al. J Drugs Dermatol. 2013 Sep;12(9):990-994.
9. Kerscher M. et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel of nonanimal origin for rejuvenation of the face, hands and décolletage using an injector device. Poster Präsentation auf dem IMCAS-Kongress, Paris, 2010.
10. Halachmi S. et al. J Drugs Dermatol. 2013 Jul;12(7):121-123.
11. Wang F et al. Arch Dermatol. 2007 Feb;143(2):155-63.
12. Quan T et al. J Invest Dermatol. 2013 Mar;133(3):658-67.