

HELITEX

Programm 2017/2018




**Dynamische
Einlagenrohlinge**



Das HELITEX - Konzept

...ganzheitlich vom Kopf bis zu den Füßen



Der menschliche Körper besteht aus verschiedenen funktionellen Bereichen und Muskelketten, die miteinander interagieren und als Einheit bzw. System funktionieren. So reagiert der Fuß auf Diskoordinationen anderer Körperregionen und umgekehrt.

HELITEX - EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONSWEISE

Der HELITEX-Rohling dient der anatomisch-funktionellen Unterstützung des natürlichen, dreidimensionalen Bewegungsablaufs. Die stabilisierende Fersenschale richtet den Fuß aus und unterstützt die Körperstatik. Die dynamischen Eigenschaften des Längsgewölbes begleiten dabei den natürlichen Bewegungsablauf des Fußes, ohne ihn einzuschränken. Insbesondere die Harmonie zwischen Innen- und Aussenfuß, d.h. zwischen der dynamischen und der stabilisierenden Phase, bleibt erhalten.

GEZIELTE STEUERUNG DER MUSKELKETTEN DURCH VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

Die Rotationen von Vorfuß relativ zu Rückfuß, d.h. die dreidimensionale Verschraubung, lassen sich gezielt mit den Ausführungen HELITEX LATERAL & HELITEX MEDIAL unterstützen. Somit können einzelne Muskelketten partiell gesteuert und dynamisch beeinflusst werden.

ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Der HELITEX-Rohling lässt sich schon ab ca. 80°C thermoplastisch verformen und sehr gut beschleifen. Er eignet sich auch als Basis für Spots und andere Signalgeber zur punktuellen Steuerung von Rezeptoren.




Einlagen-Rohling an die individuelle Form thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling über Leistenform thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling an den unbelasteten Fuß thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling an den belasteten, statischen Fuß thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling an den belasteten, dynamischen Fuß thermoplastisch anpassen.

HELITEX *langsohlig*

Langsohliger Unterbau, bestehend aus FIBLEX-Verbundmaterial mit stabilisierender Fersenschale. Die Unterbauten sind in den Doppel-Größen 36/37 - 46/47 lieferbar

B61 11 - HELITEX STANDARD ++

Standard-Ausführung

B61 12 - HELITEX FLEX +

Ausführung wie B60 01 mit etwas flexiblerer Fersenschale

B61 13 - HELITEX MEDIAL++

Ausführung wie B60 01 mit gezielt medialer Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs

B61 14 - HELITEX LATERAL++

Ausführung wie B60 01 mit gezielt lateraler Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs



HELITEX *3/4-lang*

3/4-langer Unterbau, bestehend aus FIBLEX-Verbundmaterial mit stabilisierender Fersenschale. Die Unterbauten sind in den Doppel-Größen 36/37 - 46/47 lieferbar

B60 01 - HELITEX STANDARD ++

Standard-Ausführung

B60 02 - HELITEX FLEX +

Ausführung wie B60 01 mit etwas flexiblerer Fersenschale

B60 03 - HELITEX MEDIAL++

Ausführung wie B60 01 mit gezielt medialer Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs

B60 04 - HELITEX LATERAL++

Ausführung wie B60 01 mit gezielt lateraler Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs



HELITEX COMFORT SET

Bausatz bestehend aus HELITEX Unterbau, Weichpelotte und einer schaligen 3 mm Polsterdecke, bezogen mit Mikrofaser. Alle Modelle sind in den Ausführungen D und H erhältlich

B61 21 - HELITEX COMFORT SET++

Bausatz aus HELITEX STANDARD und 3 mm Polster, bezogen mit Mikrofaser in sand (S) oder anthrazit (A) lieferbar

B61 51 - HELITEX COMFORT SET+FLEX

Ausführung wie B61 21 mit HELITEX FLEX-Unterbau

B61 61 - HELITEX COMFORT SET++MEDIAL

Ausführung wie B61 21 mit HELITEX MEDIAL-Unterbau

B61 71 - HELITEX COMFORT SET++LATERAL

Ausführung wie B61 21 mit HELITEX LATERAL-Unterbau



36/37 - 46/47



Bestellung per Fax
+49 (0)7751 8029-317

Bestellen Sie bequem per Fax mit unserem Bestellformular.



Bestellung per Telefon
+49 (0)7751 8029-316

Sie können uns gerne telefonisch kontaktieren. Wir beraten Sie bei Sonderwünschen und informieren Sie über Lieferzeiten und Preise.



Bestellung per E-Mail
info@vamepro.de

Wir nehmen Ihre Bestellung auch gerne per E-Mail entgegen. Sie können dazu unser digitales Bestellformular herunterladen, ausfüllen und uns zumailen.



vamepro GmbH
Gewerbestr. 4-6
79804 Dogern
Deutschland

www.vamepro.de
office@vamepro.de
Tel.: +49 (0) 7751 8029316
Fax: +49 (0) 7751 8029317