

MAXPREVEN

Productos de entrenamiento
y simulacro de emergencias



DECENT SIMULATORS



Simulador Control Hemorragias

CARACTERÍSTICAS

Nuestro entrenador de tareas de control de la hemorragia. Realista y funcional. Con dificultad ajustable.

Fabricado con silicona de grado protésico y piezas impresas en 3D. Puede utilizarse tanto para entrenamiento en seco como en mojado. La velocidad del flujo sanguíneo se puede ajustar fácilmente.

usarlo para enseñar:

taponamiento de heridas

aplicación de dispositivos hemostáticos

aplicación de torniquetes

torniquetes improvisados

aplicación de itClamp

uso de un catéter foley para detener la hemorragia en la zona del cuello




hecho a mano con atención a los detalles

Cada herida se ha copiado cuidadosamente de ejemplos reales.

cuello sangrante

compatible con ITClamps y catéteres Foley



Flujo sanguíneo ajustable

La velocidad del flujo sanguíneo puede ajustarse fácilmente a las necesidades del entrenamiento.

base estable

Hemos añadido una base estable que imita la articulación de un hombro para que el entrenamiento sea más realista.



hecho a mano con atención a los detalles

Hay tres puntos de sangrado en el brazo de aplicación del torniquete en el lugar de las arterias braquial, colateral cubital superior y braquial profunda.



Contenido del kit

brazo de compresión
torniquete brazo
cuello de sangrado
recipiente y tubo de fluidos
pañó absorbente
almohadilla de silicona
USB con instrucciones
bolsa de transporte



DECENT SIMULATORS



Maxpreven sl.
Calle Faisanes, 5.
37900 Santa Marta de Tormes. Salamanca. España
www.maxpreven.com.
Email: info@maxpreven.com.
Tel: 923 994530

