

Produktkatalog

Hilfsmittel



Produktinformationen

Firma Mehal produziert qualitativ hochwertige Hilfsmittel, speziell für Menschen mit eingeschränkter Hand- / Fingerfunktion.




Bei deren Entwicklung arbeiten wir sehr eng, sowohl mit langjährigen Betroffenen, als auch mit Fachkliniken zusammen.

Hilfsmittel von Mehal sind qualitativ hochwertige Produkte, die Ihnen im täglichen Leben eine große Erleichterung und somit ein Stück mehr Selbständigkeit geben.


Der überwiegende Teil unserer Hilfsmittel ist als Gebrauchsmuster beim Patentamt rechtlich geschützt.

In unserem Hilfsmittelkatalog finden Sie:

- Besteckhalter für Messer, Gabel, Löffel
- Adaptionen-, Tipp- und Schreibhilfen
- Öffner / Schließer für Schraubverschlüsse und Kronkorken
- Handschutz / manuelle Antriebshilfe für den Rollstuhl



Zu allen unseren Hilfsmitteln finden Sie unter **www.mehal.de** Maßblätter, Anwendungsbeispiele und viele weitere nützliche Informationen.



Messerhalter „Alex“ Artikel-Nr. 01-002-xx

- Besteck form- und kraftschlüssig aufgenommen
- gut fixierbar an der Hand bei korrekter Auswahl der Größe
- sehr stabile rechte und linke Ausführung möglich
- in 4 Größen erhältlich (Seite 5)



Gewicht inkl. Besteck: ca. 126 g
Spülmaschinengeeignet: ja



Messerhalter „Telly“ Artikel-Nr. 02-101

- Besteck form- und kraftschlüssig aufgenommen
- gut und sicher handgrößenunabhängig fixierbar
- sehr stabile rechte und linke Ausführung möglich

Gewicht inkl. Besteck: ca. 63 g
Spülmaschinengeeignet: ja (ohne Befestigungsriemen)




Messerhalter „Berti“ Artikel-Nr. 02-201

- Besteck form- und kraftschlüssig aufgenommen
- gut und sicher handgrößenunabhängig fixierbar
- sehr stabile rechte und linke Ausführung möglich

Gewicht inkl. Besteck: ca. 89 g





Gabel- / Löffelhalter „Alex“ Artikel-Nr. 03-004-xx

- Besteck form- und kraftschlüssig aufgenommen
- gut fixierbar an der Hand bei korrekter Auswahl der Größe (Seite 5)
- sehr stabile Ausführung, kann rechts und links verwendet werden
- die Besteckteile sind auch 180° gedreht montierbar


Gewicht inkl. Besteck: ca. 90 g
Spülmaschinengeeignet: ja



Gabel- / Löffelhalter „Telly“ Artikel-Nr. 04-xxx

- Besteck form- und kraftschlüssig aufgenommen
- durch Verstellmöglichkeit handgrößenunabhängig fixierbar
- sehr stabile Ausführung, kann rechts und links verwendet werden
- 04-002 = 45° und 04-102 = 60° abgewinkelt zur Handinnenfläche

Gewicht inkl. Besteck: ca. 82 g
Spülmaschinengeeignet: ja



Gabel- / Löffelhalter „Berti“ Artikel-Nr. 06-001

- Besteck form- und kraftschlüssig aufgenommen
- gut und sicher handgrößenunabhängig fixierbar
- sehr stabile Ausführung, kann rechts und links verwendet werden
- die Besteckteile sind auch 180° gedreht montierbar

Gewicht inkl. Besteck: ca. 70 g
Spülmaschinengeeignet: ja (ohne Befestigungsriemen)



Vermessen der Hand zur Auswahl der Haltergröße


Für Artikel-Nr.: 01-002-xx und 03-004-xx

Mit dieser Beschreibung kann für die Besteckhalter Messer „Alex“ 01-002-xx und den Gabel- / Löffelhalter „Alex“ 03-004-xx die richtige Größe festgelegt werden.


1. Daumenposition festlegen (empfohlen außerhalb)




2. Handbreite messen (Maß 1 und 2)



3. Handrückenhöhe messen (Maß 3 und 4)



4. Kontrollmaß messen (Maß 5) und angeben



5. Festlegen der Haltergröße

Größe -49:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 25 - 29 mm

Größe -50:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 30 - 43 mm

Bei Gabel- / Löffelhalter 03-004-xx:

- Gewünschtes Besteckteil mit angeben

Größe -51:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 35 - 39 mm

Größe -52:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 40 - 45 mm

Bestellbeispiel:

03-004-**50** für Größe **50**



Die Beschreibung „Vermessen der Hand zur Auswahl der Haltergröße“ finden Sie auch auf unserer Homepage zum Download.



Flaschenöffner für Kronkorken

Artikel-Nr. 101-001

Durch die Bauform und das geringe Gewicht, kann der Flaschenöffner sehr gut mit zwei Händen von Personen mit eingeschränkter Hand- und Fingerfunktion oder mit nur einer Funktionshand gegriffen werden. Der Öffner wird auf die Flasche von oben aufgesetzt und nach unten gedrückt. Die geringe Druckkraft ermöglicht das leichte Entfernen des Kronkorken.

- sehr leichte Ausführung
- ggf. mit Hilfsadapter Artikel-Nr. 101-101

Gewicht inkl. Adapter: ca. 115 g



Öffner / Schließer „Easy“ für Schraubverschlüsse - Artikel-Nr. 110-001

Mit diesem Hilfsmittel können Schraubverschlüsse mit einer Hand geöffnet und auch wieder geschlossen werden.

- für Gefäße mit einem Durchmesser von 51 bis 110 mm
- durch angebrachte Sauger kann der „Easy“ sicher auf einer glatten Fläche fixiert werden. (z.B. Arbeitsplatten, Tische, in Schubladen, usw.)
- durch die 3 flexiblen Gummirollen, kann der „Easy“ auch für eckige und ovale Gefäßformen verwendet werden.
- sehr stabile Ausführung

Gewicht: ca. 1,25 kg
Maße: D 150 x 112 mm

Anwendungsbeispiele:



Abbildungen ähnlich


Weitere nützliche Hilfsmittel und Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
www.mehal.de



Tipphilfe „Alex“ Artikel-Nr. 103-001

- handgrößenabhängige Ausführung (in 4 Größen siehe Seite 5)
- mit geradem oder abgewinkeltm Tippstab (bei Bestellung angeben)
- optional mit Stylusspitze für Touchscreens von Tablets, Smartphones
- unterschiedliche Möglichkeiten der Fixierung an der Hand möglich
- für Rechts- / Linkshänder


Gewicht inkl. Tippstab: ca. 50 g



Tipphilfe „Berti“ Artikel-Nr. 103-101

- handgrößenunabhängige Ausführung
- mit geradem oder abgewinkeltm Tippstab (bei Bestellung angeben)
- optional mit Stylusspitze für Touchscreens von Tablets, Smartphones
- unterschiedliche Möglichkeiten der Fixierung an der Hand möglich
- für Rechts- / Linkshänder

Gewicht inkl. Tippstab: ca. 60 g



Weitere nützliche Hilfsmittel und Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
www.mehal.de



Schreib- / Tipp- / Adaptionshilfe „Kleff“

Artikel-Nr. 106-001

Hilfsmittelverzeichnis Nr. 02.40.06.1001

Mit dieser Hilfsadaption können nicht nur Schreibmittel und Tippstäbe, sondern auch viele andere nützliche Gegenstände aufgenommen werden.

- handgrößenunabhängige Ausführung
- für Rechts- und Linkshänder verwendbar
- unterschiedliche Möglichkeiten der Fixierung an der Hand möglich
- der optimale Winkel zur Nutzung z.B. des Kugelschreibers kann individuell eingestellt werden
- in der Standardaufnahme können z.B. Stifte mit einem Durchmesser von 6,5 bis 11mm aufgenommen werden
- optional mit Stylusspitze für Touchscreens, Tablets, Smartphones, usw. lieferbar Artikel-Nr. 106-090

Gewicht inkl. Kugelschreiber: ca. 50 g

Durch die o.g. Merkmale ist diese Hilfsadaption äußerst flexibel und kann auf die jeweiligen Bedürfnisse der Person individuell eingestellt werden.



Antriebshilfe / Handschutz „Flex pro“

Artikel-Nr. 120-001

Dieser qualitativ hochwertige Handschutz für Rollstuhlfahrer dient zum Schutz der Hand und durch die hohe Haftung als optimale Antriebshilfe über den Greifreifen des Rollstuhls.

- doppelt verarbeitetes Nappaleder
- sehr hochwertiger Kautschuk-Gummibesatz (fasst doppelt so hohe Abriebsfestigkeit wie andere Gummibeläge)
- zusätzlicher Daumenschutz
- durch den Klettverschluss und den Ring sehr gut fixierbar
- auch sehr gut für sportliche Aktivitäten geeignet



Bestellformular - Hilfsmittel per E-Mail: info@mehal.de

Klinik / Firma:					
Abteilung:		Funktion:			
Nachname:		Vorname:			
Straße:					
Postleitzahl:		Ort:			
Telefon:		e-mail:			
Bestell-Nr. / Com.					
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Artikel-Nr.:		Größe:		Stk.:	
Sonstige Informationen:					
Senden Sie uns bitte weitere Kataloge per Post:			Senden Sie uns bitte den Katalog als pdf per E-Mail:		
Aufgenommen (ggf. frei lassen)	Name	Abtl.	Telefon		
Bestelldatum:		Unterschrift Besteller:			

Speichenschutz für Rollstühle Artikel-Nr. 1000-xxx

Alle Speichenschützer werden aus hochschlagzähen modernsten Kunststoffen in unserer Manufaktur digital von hinten bedruckt, tiefgezogen und CNC gefräst. Die Speichenschützer sind innen und außen leicht entgratet und werden paarweise ausgeliefert.

- Material: Polycarbonat 1,5mm
- Mittelbohrung: Standardbohrung 10cm (gerne auch anderer Durchmesser)
- Außendurchmesser: 26" (530mm) / 24" (510mm) / 22" (456mm) / 20" (410mm)
- Befestigung: problemlose Befestigung mittels Klips (auf Wunsch auch Kabelbinder)
- Universalfräsung: für Greifreifen am Außendurchmesser 4- / 6-fach Universalfräsung

Wir fertigen auch Wunschdesign in Kleinserien für Privat, Werbung und Vereine.
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Designbeispiele: Zur Auswahl stehen Ihnen über 200 Motive zur Verfügung



Fordern Sie unseren MEHAL - Speichenschutzkatalog an.
Alle Motive auch auf www.mehal.de und bestellbar unter www.speichenschutz-shop.de

Bestellformular - Speichenschutz e-mail: info@mehal.de

Firma:					
Abteilung:		Funktion:			
Nachname:		Vorname:			
Straße:					
Postleitzahl:		Ort:			
Telefon:		e-mail:			
Bestell-Nr. / Com.					
		Mittelbohrung	Radgröße		
Motiv Mehal Nr.:		10cm Standard		20" 410 mm	
Wunschmotiv Dateiname		7cm		22" 456 mm	
		14cm		24" 510 mm	
		anderer		26" 530 mm	
Klips		Greifreifen			
Ja Standard		4 / 6 Standard		keiner	
nein		5			
Sonstige Informationen:					
Senden Sie uns bitte weitere Kataloge per Post:		Senden Sie uns bitte den Katalog als pdf per E-Mail:			
Aufgenommen (ggf. frei lassen)	Name	Abtl.	Telefon		
Bestelldatum:		Unterschrift Besteller:			

„Unser Firmenslogan ist unsere Philosophie. Mit unseren selbst entwickelten und qualitativ hochwertigen Hilfsmitteln, möchten wir Menschen mit eingeschränkter Hand- und Fingerfunktion ein Stück mehr Selbständigkeit ermöglichen.“

Steffen Köbler, Geschäftsführer

Fa. MEHAL
Bahnhofstraße 9
69439 Zwingenberg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 1523 4275102
E-Mail: info@mehal.de
Internet: www.mehal.de