

Größentabelle der Gitter-Finger-Schiene

GRÖSSEN IN MILIMETERN

Diese Tabelle ist sehr hilfreich bei der Wahl der richtigen Schiene für den Patienten.

Es gilt zu bedenken, dass ein leichter Verband oder ein Pflaster oft eine größere Fingerschiene bedingt.

Größe	Innenlänge	Durchmesser (innen) Interphalangeal-Gelenk	Durchmesser(innen) Nagelbett Anfang
0	43,5 mm	16,1 mm	12,2 mm
1	48,3 mm	19,0 mm	12,9 mm
2	50,0 mm	21,1 mm	15,0 mm
3	53,2 mm	23,8 mm	16,0 mm
3,5	55,0 mm	22,2 mm	16,6 mm
4	58,0 mm	24,0 mm	17,8 mm
5	57,3 mm	27,3 mm	20,5 mm
5,5	58,5 mm	26,1 mm	23,0 mm
6	60,0 mm	29,3 mm	24,4 mm
7	60,0 mm	31,4 mm	25,3 mm

Diese Größen sind Richtwerte und können minimal abweichen