



Gesellschaft für
orthopädische Schienen
mbH



FAST UNSICHTBAR



Zum Anlegen der Gitter-Finger-Schiene schieben Sie das Klettband durch die seitlichen Schlitzte. Achten Sie darauf, dass die weiche Seite nach



oben zeigt! Nun bilden Sie eine Schlaufe (siehe Bild), durch diese Schlaufe führen Sie den zu schützenden Finger in die Gitter-Finger-Schiene.

**Die Gitter-Finger-Schienen
sind in 10 Größen und
den Varianten glasklar und
hautfarbig lieferbar.**

Klettbänder
fixieren die
Schiene am Finger.



gfs@fingersplint.de
www.fingersplint.de
+49 4101 377 963

EIN HAUCH VON SCHIENE



www.fingersplint.de

