



ADGEN

Aditamentos Dentales






































Índice

	sistema	compatibilidad	plataformas
Pag. 6	Conexión Externa Universal	Branemark	3.5 - 4.1 - 5.1
Pag. 8	Conexión Externa Universal	3I	3.25 - 2.7
Pag. 10	Conexión Externa Especial	BTY	3.5
Pag. 11	Hexágono Alto	Klokner SK2 SK5	4.2 - 5.0
Pag. 12	Conexión Externa Hexagonal	Microdent	4.2 - 5.1
Pag. 13	Conexión Cónica Externa	Multiunit	4.8
Pag. 14	Hexágono Externo OSLE	Oseo Life	2.0 - 5.0
Pag. 15	Hexágono Externo	Phibo	2.0 - 5.0
Pag. 17	Hexágono Interno Cónico	Astra	3.5/4 - 4.5/5
Pag. 19	Conexión Interna Cónica	Bone Level	3.3 - 4.1
Pag. 21	Conexión Cuatrilobulada	BTI	4.1 - 5.5
Pag. 22	Conexión Interna Click	Certain	3.4 - 4.1 - 5.0
Pag. 24	Conexión Interna Fri	Friadent Xive	3.4 - 3.8
Pag. 25	Conexión Interna Fri	Friadent Ankylos	C/X
Pag. 26	Hexágono Interno Activo	Nobel Active	3.5 - 4.3
Pag. 19	Klokner Interno	Klokner Estantial	4.5
Pag. 28	Conexión Octogonal Interna	Strauman Tissue	4.8/SO - 4.8/DI - 6.5
Pag. 29	Conexión Interna	Sweden Martina	3.3 - 3.8 - 4.25 - 5.0
Pag. 31	Conexión Interna Trilobular	Replace	3.5 - 4.3 - 5.0
Pag. 33	Hexágono Interno Universal	Zimmer	3.5 - 4.5 - 5.7
Pag. 35	Hexágono Interno Universal	Biohorizons	3.0 - 4.5 - 5.0
Pag. 36	Herramientas		



Hexágono Externo

Compatible Branemark®

	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
 Análogo	HE/R35	HE/R41	HE/R51
 Calcinable Rot.	HE/CR35	HE/CR41	HE/CR51
 Calcinable Ant.	HE/CA35	HE/CA41	HE/CA51
 Sobrecolable Rot. + Tor.	HE/PSR35	HE/PSR41	HE/PSR51
 Sobrecolable Ant. + Tor.	HE/PSA35	HE/PSA41	HE/PSA51
 Sobrecolable 15°/20° Rot. + Tor.	HE/1NBR35D	HE/1NBR41D	HE/1NBR51D
 Sobrecolable 15°/20° Ant. + Tor.	HE/1NBN35D	HE/1NBN41D	HE/1NBN51D
 Sobrecolable 20°/25° Rot. + Tor.	HE/2NBR35D	HE/2NBR41D	
 Sobrecolable 20°/25° Ant. + Tor.	HE/2NBN35D	HE/2NBN41D	
 Tornillo M 1.6	HE/T35		
 Tornillo M 1.6 Reforzado	HE/T35R		
 Tornillo M 1.6 Angulado	HE/TA35		
 Tornillo M 1.6 Angulado Reforz.	HE/TAR35		
 Tornillo M 2 1.20		HE/T20	
 Tornillo M 2 1.20 Reforzado		HE/T20R	
 Tornillo M 2 1.20 Cab. Plana		HE/T20CP	
 Tornillo M 2 1.20 Oro		HE/T20G	
 Tornillo M 2 1.25		HE/T25	
 Tornillo M 2 1.25 Reforzado		HE/T25R	
 Tornillo M 2 1.25 Oro		HE/T25G	
 Tornillo M 2 Angulado		HE/TA41	
 Tornillo M 2 Angulado Reforzado		HE/TAR41	
 Tornillo M 2,5			HE/T51
 Tornillo M 2.5 Angulado			HE/TA51
 Tornillo M 2.5 Angulado Reforz.			HE/TAR51
 Tapón Cicatrizal Alt. 2 mm		HE/TC412	
 Tapón Cicatrizal Alt. 3 mm	HE/TC353	HE/TC413	HE/TC513
 Tapón Cicatrizal Alt. 4 mm		HE/TC414	
 Tapón Cicatrizal Alt. 5 mm	HE/TC355	HE/TC415	HE/TC515
 Transfer Cubeta Abierta	HE/CICA35	HE/CICA41	HE/CICA51
 Transfer Cubeta Cerrada		HE/CICC41	
 Pilar Titanio Recto Rot.	HE/PTR35	HE/PTR41	HE/PTR51
 Pilar Titanio Recto Ant.	HE/PTA35	HE/PTA41	HE/PTA51
 Pilar Provisional Rot.		HE/PPR41	
 Pilar Provisional Ant.		HE/PPA41	

Hexágono Externo

Compatible Branemark®

NP
3.5

RP
4.1

WP
5.1



Pilar PEEK Rot.
Pilar PEEK Ant.
Pilar Angulado 15°
Pilar Angulado 25°



Interfase Rot.
Interfase Ant.



Pilar Sobredent. Alt. 0.7mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 1mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 2mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 3mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 4mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 5mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 6mm + Kit



Pilar Multiunit Recto Alt. 1mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 2mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 3mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 4mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 5mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 6mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 7mm



Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 2mm
Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 3mm
Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 4mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 3mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 4mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 5mm

HE/INFR35
HE/INFA35

HE/LOC3507

HE/LOC352
HE/LOC353
HE/LOC354
HE/LOC355

HE/PMR351
HE/PMR352
HE/PMR353

HE/PPPR41
HE/PPPA41
HE/PA4115
HE/PA4125

HE/INFR41
HE/INFA41

HE/LOC4107

HE/LOC412
HE/LOC413
HE/LOC414
HE/LOC415
HE/LOC416

HE/PMR411
HE/PMR412
HE/PMR413
HE/PMR414
HE/PMR415
HE/PMR416
HE/PMR417

HE/PMA41172
HE/PMA41173
HE/PMA41174
HE/PMA41303
HE/PMA41304
HE/PMA41305










HE/INFR51
HE/INFA51

HE/LOC511
HE/LOC512
HE/LOC513
HE/LOC514
HE/LOC515

HE/PMR511
HE/PMR512
HE/PMR513

Hexágono Externo

Compatible 3I®


	NP 3.25	RP 4.1	WP 2.7-5.1
 Análogo	HE/R32	HE/R41	HE/R27
 Calcinable Rot. Calcinable Ant.	HE/CR32 HE/CA32	HE/CR41 HE/CA41	HE/CR27 HE/CA27
 Sobrecolable Rot. + Tor. Sobrecolable Ant. + Tor.	HE/PSR32 HE/PSA32	HE/PSR41 HE/PSA41	HE/PSR27 HE/PSA27
 Sobrecolable Rot. 15°/20° + Tor. Sobrecolable Ant. 15°/20° + Tor. Sobrecolable Rot. 20°/25° + Tor. Sobrecolable Ant. 20°/25° + Tor.	HE/1NBR32D HE/1NBN32D HE/2NBR32D HE/2NBN32D	HE/1NBR41D HE/1NBN41D HE/2NBR41D HE/2NBN41D	HE/1NBR27D HE/1NBN27D HE/1NBR27D HE/1NBN27D
 Tornillo M.2 1.20 Tornillo M.2 1.20 Cab. Plana Tornillo M.2 1.20 Reforzado Tornillo M 2 1.20 Oro Tornillo M 2 1.25 Tornillo M 2 1.25 Reforzado Tornillo M 2 1.25 Oro Tornillo M.2 Angulado Tornillo M.2 Angulado Reforzado	HE/T20 HE/T20CP HE/T20R	HE/T20 HE/T20CP HE/T20R HE/T20G HE/T25 HE/T25R HE/T25G HE/TA41 HE/TAR41	HE/T20 HE/T20CP HE/T20R
 Tapón Cicatrizal Alt. 2 mm Tapón Cicatrizal Alt. 3 mm Tapón Cicatrizal Alt. 4 mm Tapón Cicatrizal Alt. 5 mm	HE/TC323 HE/TC325	HE/TC412 HE/TC413 HE/TC414 HE/TC415	HE/TC273 HE/TC275
 Transfer Cubeta Abierta Transfer Cubeta Cerrada	HE/CICA32	HE/CICA41 HE/CICC41	HE/CICA27
 Pilar Titanio Recto Rot. Pilar Titanio Recto Ant. Pilar Provisional Rot. Pilar Provisional Ant. Pilar PEEK Rot. Pilar PEEK Ant. Pilar Angulado 15° Pilar Angulado 25°	HE/PTRR32 HE/PTRA32	HE/PTR41 HE/PTA41 HE/PPR41 HE/PPA41 HE/PPPR41 HE/PPPA41 HE/PA4115 HE/PA4125	
 Interfase Rot. Interfase Ant.	HE/INFR32 HE/INFA32	HE/INFR41 HE/INFA41	HE/INFR27 HE/INFA27

Hexágono Externo

Compatible 3i[®]

NP

3.25



Pilar Sobredent. Alt. 0,7 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 2 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 3 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 4 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 5 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 6 mm + Kit


HE/LOC320
HE/LOC322
HE/LOC323
HE/LOC324
HE/LOC325
HE/LOC326



Pilar Multiunit Recto Alt. 1mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 2mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 3mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 4mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 5mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 6mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 7mm

HE/LOC4107
HE/LOC412
HE/LOC413
HE/LOC414
HE/LOC415
HE/LOC416

HE/PMR411
HE/PMR412
HE/PMR413
HE/PMR414
HE/PMR415
HE/PMR416
HE/PMR417



Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 2mm
Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 3mm
Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 4mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 3mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 4mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 5mm

HE/PMA41172
HE/PMA41173
HE/PMA41174
HE/PMA41303
HE/PMA41304
HE/PMA41305

WP

2.7-5.1

HE/LOC270
HE/LOC272
HE/LOC273
HE/LOC274
HE/LOC275
HE/LOC276

Hexágono Externo

Compatible BTY[®]



Análogo

BTY/R325



Calcinable Rot.
Calcinable Ant.




















BTY/CR325
BTY/CA325



Tornillo M. 1.6

BTY/T35

Hexágono Externo Compatible Klokner SK2®

	RP 4.2	WP 5.0
 Análogo	K/R42	K/R5
 Calcinable Rot.  Calcinable Ant.	K/CR42 K/CA42	K/CR5 K/CA5
 Sobrecalable Rot. + Tor.  Sobrecalable Ant. + Tor.	K/PSR42 K/PSA42	
 Tornillo Titanio  Tornillo Titanio Cruz  Tornillo Titanio Cruz Largo  Tornillo Reforzado  Tornillo Oro  Tornillo M 1.8 Angulado  Tornillo M 1.8 Angulado Reforz.	K/T K/TC K/TCL K/TR K/TG K/TA42 K/TAR42	K/T K/TC K/TCL K/TR K/TG
 Tapón Cicatrizal Alt. 3 mm  Tapón Cicatrizal Alt. 4 mm	K/TC423 K/TC424	
 Transfer Cubeta Abierta  Transfer Cubeta Cerrada	K/CICA42 K/CICC42	
 Pilar Titanio Recto Rot.  Pilar Titanio Recto Ant.	K/PTR42 K/PTA42	
 Capuchón Bola Pilar Protector	K/CB42 K/PPA42	
Interfase Rot. Interfase Ant.	K/INFR42 K/INFA42	
Pilar Sobredent. Alt. 2 mm + Kit Pilar Sobredent. Alt. 3 mm + Kit Pilar Sobredent. Alt. 4 mm + Kit	K/DS40422 K/DS40423 K/DS40424	

Hexágono Externo Compatible Microdent S.®



Análogo



Calcinable Rot.
Calcinable Ant.



Tornillo M. 1.6



Pilar Titanio Recto



Pilar Multiunit Alt. 1.5 mm

RP
4.2

MS/R42

MS/CR42

MS/CA42

MS/T

MS/PTR42

MS/PMA4215

WP
5.1

MS/R51

MS/CR51

MS/CA51

MS/T

Hexágono Externo

Compatible Multiunit®

RP
4.8



Análogo

MU/R48



Calcinable Cónico

MU/CC48



Sobrecolable Rot. + Tor.

MU/PSR48



Sobrecolable Ant. + Tor.

MU/PSA48



Tornillo M. 1.4 1.20

MU/T20

Tornillo M. 1.4 1.20 Reforzado

MU/T20R

Tornillo M. 1.4 1.25

MU/T25

Tornillo M. 1.4 1.25 Reforzado

MU/T25R

Tornillo M. 1.4 Unigrip

MU/T48

Tornillo M. 1.4 Unigrip Refor.

MU/T48R

Tornillo M. 1.4 Unigrip Oro

MU/T48G

Tornillo M. 1.4 Angulado

MU/TA

Tornillo M. 1.4 Angulado Refor.

MU/TAR



Cicatrizal Recto Rosca Unigrip

MU/TCRRU

Cicatrizal Conico Rosca Unigrip

MU/TCCRU

Cicatrizal Recto Rosca 1.25-27

MU/TC485

Cicatrizal PEEK Conico Rosca U.

MU/TCCPRU

Cicatrizal PEEK Recto Rosca U.

MU/TCRPRU



Transfer Cubeta Abierta

MU/CICA48

Transfer Cubeta Cerrada

MU/CICA48



Pilar Provisional Rot.

MU/PP48

Pilar PEEK Rot.

MU/PPP48



Interfase Rot.

MU/INFR48

Calcinable Interfase

MU/CINF48



Pilar Sobredentadura + Kit

MU/LOC2

Hexágono Externo

Compatible Osseo Live[®]



Análogo



Calcinable Rot.
Calcinable Ant.



Sobrecolable Rot. + Tor.
Sobrecolable Ant. + Tor.



Tornillo M. 1.6



Tapón Cicatrizal Alt. 1.5 mm
Tapón Cicatrizal Alt. 3 mm
Tapón Cicatrizal Alt. 5 mm



Transfer Cubeta Abierta



Pilar Titanio Recto
Pilar Titanio Ang. 15°
Pilar Titanio Ang. 25°

NP
2.0

OL/R2

OL/CR2
OL/CA2

OL/PSR2
OL/PSA2

OL/T2

OL/TC215
OL/TC23
OL/TC25

OL/CICA2

OL/PTR2
OL/PTA215
OL/PTA225

RP
5.0

OL/R5

OL/CR5
OL/CA5

OL/PSR5
OL/PSA5

OL/T5



































OL/TC515
OL/TC53
OL/TC55

OL/CICA5

OL/PTR5
OL/PTA515
OL/PTA525

Hexágono Externo

Compatible Phibo®

	NP 2.0	RP 4.1	WP 5.0
 Análogo	PH/R2	PH/R41	PH/R5
 Calcinable Rot.	PH/CR2	PH/CR41	PH/CR5
 Calcinable Ant.	PH/CA2	PH/CA41	PH/CA5
 Sobrecolable Rot. + Tor.	PH/PSR2	PH/PSR41	PH/PSR5
 Sobrecolable Ant. + Tor.	PH/PSA2	PH/PSA41	PH/PSA5
 Sobrecolable Rot. 15°/20° + Tor.	PH/1BR20D	PH/1NBR41D	PH/1BR50D
 Sobrecolable Ant. 15°/20° + Tor.	PH/1BN20D	PH/1NBN41D	PH/1BN50D
 Sobrecolable Rot. 20°/25° + Tor.	PH/2BR20D	PH/2NBR41D	PH/2BR50D
 Sobrecolable Ant. 20°/25° + Tor.	PH/2BN20D	PH/2NBN41D	PH/2BN50D
 Tornillo M 2 1.20	PH/T2	PH/T20	PH/T5
 Tornillo M 2 1.20 Reforzado		PH/T20CP	
 Tornillo M 2 1.20 Cab. Plana		PH/T20R	
 Tornillo M 2 1.20 Oro		PH/T20G	
 Tornillo M 2 1.25		PH/T25	
 Tornillo M 2 1.25 Reforzado		PH/T25R	
 Tornillo M 2 1.25 Oro		PH/T25G	
 Tornillo Angulado	PH/TA2	PH/TA41	PH/TA2
 Tornillo Angulado Reforzado	PH/TAR2	PH/TAR41	PH/TAR2
 Tapón Cicatrizal Alt. 2 mm		PH/TC412	
 Tapón Cicatrizal Alt. 3 mm	PH/TC23	PH/TC413	PH/TC53
 Tapón Cicatrizal Alt. 4 mm		PH/TC414	
 Tapón Cicatrizal Alt. 5 mm	PH/TC25	PH/TC415	PH/TC55
 Tapón Cicatrizal Alt. 7 mm	PH/TC27		PH/TC57
 Transfer Cubeta Abierta	PH/CICA2	PH/CICA41 PH/CICC41	PH/CICA5
 Pilar Titanio Recto Alt. 1.5mm	PH/PTR215	PH/PTR41	PH/PTR515
 Pilar Titanio Recto Alt. 2.5mm	PH/PTR225	PH/PTA41	PH/PTR515
 Pilar Provisional Rot.		PH/PPR41	
 Pilar Provisional Ant.		PH/PPA41	
 Pilar PEEK Rot.		PH/PPPR41	
 Pilar PEEK Ant.		PH/PPPA41	
 Pilar Titanio Ang. 15°	PH/PTA215	PH/PA4115	PH/PTA515
 Pilar Titanio Ang. 25°	PH/PTA225	PH/PA4125	PH/PTA525
 Interfase Rot.		PH/INFR41	
 Interfase Ant.		PH/INFA41	

Hexágono Externo

Compatible Phibo®

NP
2.0



Pilar Sobredent. Alt. 0,7 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 2 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 3 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 4 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 5 mm + Kit
Pilar Sobredent. Alt. 6 mm + Kit



Pilar Multiunit Recto Alt. 1mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 2mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 3mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 4mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 5mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 6mm
Pilar Multiunit Recto Alt. 7mm



Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 2mm
Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 3mm
Pilar Multiunit Ang. 17° Alt. 4mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 3mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 4mm
Pilar Multiunit Ang. 30° Alt. 5mm

RP
4.1

PH/LOC4107
PH/LOC412
PH/LOC413
PH/LOC414
PH/LOC415
PH/LOC416

PH/PMR411
PH/PMR412
PH/PMR413
PH/PMR414
PH/PMR415
PH/PMR416
PH/PMR417

PH/PMA41172
PH/PMA41173
PH/PMA41174
PH/PMA41303
PH/PMA41304
PH/PMA41305

WP
5.0