

## Poltrona da trasporto NTS X5





## Poltrona da trasporto NTS X5

Uno dei più frequenti casi di ammanco nelle strutture sanitarie è dato dalle carrozzine, che lasciate nel pronto soccorso come ausilio ai pazienti, sono spesso mancanti o disperse nella struttura sanitaria, esiste poi il frequente caso con il quale il paziente se ne impossessa quando lascia la struttura.

Una possibile soluzione è data dai sistemi NTS X5 prodotti da Nitrocare. Di seguito una descrizione con le caratteristiche uniche di questo prodotto.

Carozzina da trasporto con struttura in acciaio inox 304, costituita da tubolari da  $\varnothing 32$  mm con spessore di 1,5 mm.

Ampie dimensioni frontali della struttura per aumentare la sicurezza e la stabilità del sistema, pari a 740 mm.

Seduta di ampie dimensioni 470 mm, con schienale di 430 mm.

Dotata di poggia bracci reclinabile con lunghezza di 300 mm.

Poggiapiedi integrato con meccanismo di ritorno a molla.

Ruote frontali da  $\varnothing 125$  mm e posteriori da 200 mm.

Sistema automatico di frenata che agisce quando viene rilasciata la barra di spinta posteriore, il sistema è dotato di gancio che permette l'esclusione del freno.

Sedute di forma anatomica in poliuretano di facile pulizia ed igienicità essendo priva di interstizi o cavità.

La sedia è impilabile insieme alle eventuali ulteriori sedie che unitamente alla stazione di parcheggio formano il sistema di supporto pazienti nei locali adibiti.

La sedia NON è richiudibile ad evitare che possa essere illecitamente sottratta.

Dotata di capacità di carico per pazienti fino a 150 kg.

Asta porta flebo con gancio porta sacche di tipo telescopico integrata nella struttura della sedia.

Un sistema a tessera permette lo sgancio/aggancio della sedia alla stazione di parcheggio.



# Poltrona da trasporto NTS X5

## NITRO NTS X5

**SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Prodotto</b>	Sedia da trasporto
<b>Marca/modello</b>	NITROCARE / NTS X5
<b>Materiali</b>	Acciaio Inox e Poliuretano
<b>Altezza</b>	980 mm
<b>Profondità</b>	1140 mm (escludendo il sistema di chiusura e con sedia aperta)
<b>Larghezza</b>	740 mm
<b>Profondità seduta</b>	430 mm
<b>Larghezza seduta</b>	470 mm
<b>Larghezza schienale</b>	430 mm
<b>Poggiabraccia</b>	Poliuretano, alzabili, lunghezza 300 mm
<b>Struttura tubolari</b>	Acciaio Inox 304 Ø32 x 1,5 mm
<b>Meccanismo</b>	Non ripiegabile, le ruote di una sedia passano l'altra
<b>Struttura</b>	3 mm 5 mm 6 mm Acciaio Inox 304
<b>Verniciatura</b>	NO
<b>Seduta</b>	Poliuretano morbido
<b>Ruote</b>	Posteriori Ø200 mm, anteriori Ø125 mm non antistatiche
<b>Meccanismo di chiusura</b>	Meccanismo sia a moneta che a tessera
<b>Cintura di bloccaggio</b>	SI
<b>Asta infusione</b>	SI asta infusione telescopica
<b>Peso massi paziente</b>	150 Kg



Sistema a tessera  
o a moneta

