

reanimed dental classic

Der geprüfte Qualitätskoffer aus Vollaluminium enthält alles, was Sie für die ärztlichen Basismaßnahmen benötigen. Die vormontierte Beatmungseinheit ist sofort einsetzbar und ermöglicht schnelles Handeln im Notfall. Die hygienische Inneneinrichtung erlaubt eine übersichtliche Anordnung der Ausstattung und eine sichere Verwahrung Ihrer Ampullen.

Infusion


Alles, was Sie zum Legen eines Zuganges im Notfall benötigen

Reanimation

1-Liter-Sauerstoffflasche; Druckminderer mit konstanter Durchflussmenge (6l /min) für 30 min. Sauerstoffgabe
Beatmungsbeutel mit Patientenventil und Zubehör für die manuelle Beatmung

Beatmungseinheit

Für den sofortigen Einsatz bereits fertig vormontiert



Notfallinstrumente

Guedeltuben zum Freihalten der Atemwege, Hyperventilationsmaske

Diagnose

Qualitäts-Stethoskop, manuelles Blutdruckmessgerät, Diagnoseleuchte

Inhalation

Inhalationsmaske, Sauerstoff-Nasenbrille und -Katheder zur Sauerstofftherapie

Modellbeschreibung

Länge: 45 cm

Breite: 31 cm

Tiefe: 16 cm

Vollaluminiumkoffer

Inneneinrichtung aus Kunststoff

Staub- und Spritzwassergeschützt

Sauerstoff

1-l-Sauerstoffflasche - Fülldruck 200 bar
Präzisions-Druckminderer fest eingestellt,
Durchflussmenge: 6 l/min

Inhalation

Inhalationsmaske mit Sparbeutel

Sauerstoff-Nasenbrille

Sauerstoff-Katheder mit Kompresse CH12

Beatmung

Beatmungsbeutel 1.600 ml für

Erwachsene/Kinder, mit Patientenventil

Beatmungsmasken

Sauerstoffreservoir

Sauerstoffschlauch

Kreislauf

Einhandstaubbinde

Venenverweilkanülen

Fixierpflaster für Venenverweilkanüle

Infusionsbesteck

Einmalspritzen

Einmalkanülen

Desinfektionsspray mit sterilen Tupfern

Kanülenabwurfbox

Butterfly

Notfallinstrumente

Guedeltuben

Beißkeil

Hyperventilationsmaske

Magillzange

Kleiderschere

Diagnose

Manuelles Blutdruckmessgerät

Stethoskop

Diagnoseleuchte

Sauerstoffservice

Medizinischer Sauerstoff ist das wichtigste Notfallmedikament in Ihrem Notfallkoffer und ist - wie alle Medikamente – mit einem Verfalldatum versehen. Ist dieses erreicht oder haben Sie aufgrund eines Notfalls Sauerstoff verbraucht, bieten wir Ihnen bei Kauf eines Koffers oder einer Beatmungseinheit einen Sauerstofftausch-Komplettservice an.

Kostenlose Verfallzeiterinnerung:
Med. Sauerstoff: 2,5 Jahre
Tausch-Druckminderer: 3,0 Jahre

Das sterile Verbrauchsmaterial ist ebenfalls mit einem Haltbarkeitsdatum ausgezeichnet. Es muss ca. alle 4-5 Jahre ausgetauscht werden.

