

CRICOTHYROIDOTOMY

SIMULADOR DE CRICOTIROIDOTOMÍA | C0003



UNA SOLUCIÓN RENTABLE PARA ENTRENAMIENTO EFONA

Este simulador se ha diseñado priorizando la funcionalidad y el coste asequible, dado el carácter destructivo de la práctica.

Se utiliza silicona de grado protésico y malla de refuerzo para aportar realismo y durabilidad. La membrana cricotiroides se reproduce con cinta adhesiva por sus propiedades y su bajo coste.

Su diseño se basa en bibliografía y en investigaciones con tejidos animales.

Incluye referencias anatómicas esenciales: hueso hioides, laringe móvil para practicar la palpación laríngea (laryngeal handshake) y membrana cricotiroides reemplazable.

Es una solución duradera y realista para entrenar procedimientos de emergencia.

El kit incluye ahora almohadillas de sangrado que mejoran el realismo de las sesiones de formación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ANATOMÍA

Identificar la membrana mediante referencias externas.

BISTURÍ

Realizar incisiones adecuadas con anatomía palpable o no palpable.

INTRODUCTOR


Insertar la guía bougie y confirmar su posición en la tráquea.

TUBO

Avanzar el tubo a la profundidad correcta y verificar la ventilación.

TEJIDOS

Reducir el traumatismo tisular durante la técnica.




BASADO EN DATOS REALES

Diseñado con imágenes de resonancia magnética y fotogrametría.



REFERENCIAS REALISTAS

Cartílagos tiroideos y cricoides, hioides y escotadura esternal.



VISTA INTERIOR

Permite comprobar la profundidad de corte y el ángulo de inserción.

TAMAÑO DE EQUIPO RECOMENDADO

Tubo endotraqueal: 6,5 mm DI (sin balón)

[VER PRODUCTO EN MAXPREVEN.COM](https://www.maxpreven.com)