

SKID-OK

Silla de evacuación ultraligera



Las sillas para bajar escaleras Skid-OK son dispositivos que se utilizan para mover y llevar a un paciente a una posición sentada en la ambulancia, pero no para transportar al paciente dentro de la ambulancia. Están equipados con toboganes que ayudan al descenso de las escaleras para reducir el esfuerzo requerido por el operador durante el traslado del paciente y la silla. No deben utilizarse para estacionamiento.

Características específicas

- Tela de PVC fácil de limpiar equipada con hebillas de liberación rápida para ajustar la tensión
- Reposapiés
- Ruedas delanteras pivotantes con freno
- Las ruedas traseras de gran diámetro aumentan la acción de deslizamiento
- Reposacabeza acolchado con altura regulable, idóneo para pacientes con on diferentes alturas
- Dimensiones de almacenamiento reducidas

Equipamiento de serie

- Dos cinturones negros

Accesorios opcionales

- | | |
|----------|--|
| SK21004E | Bolsa de transporte Skid-OK |
| SK14001B | Soporte de montaje en la pared Skid-OK |

Datos técnicos

Ancho	520 mm
Longitud con asas cerradas	900 mm
Altura con respaldo abierto	1540 mm
Altura con respaldo cerrado	1040 mm
Espesor cerrado	175 mm
Peso	10 kg
Capacidad máxima de carga	150 kg
Materiales	Al, PVC, PP,PU
Ruedas frontales	Ø 100 mm
Ruedas traseras	Ø 150 mm

Las dimensiones y pesos estan sujetos a tolerancias de ± 10 mm y ± 1 kg.

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SKID OK SILLA DE EVACUACIÓN

SK20003E



Clasificación CND

V0899

Número de registro

349445

Rev.0 (22/12/2022)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it