

Über Uns



Wir sind ein Team aus Medizinern, Pflegekräften und Technikern, die an der Entwicklung innovativer Hilfsgeräte für eine bessere Mobilität und größere Unabhängigkeit behinderter und/oder bewegungseingeschränkter Personen arbeiten.

Hauptziele unserer Entwicklungen sind neuartige Hilfsgeräte mit optimalen Funktionen und hoher Produktqualität bei erschwinglichen Preisen.

Wir beraten Sie gerne auch bezüglich der Auswahl und des Einsatzes unserer Hilfsgeräte, ggf. auch vor Ort.

**Sprechen Sie uns an,
wir haben die passende Lösung für
Sie**



**Technomed GmbH
Waldstr. 3
54340 Riol
Deutschland**

**Tel.: 06502-994436
Fax.: 06502-994437**

**Beratung, Service, Vertrieb
Entwicklung, Konstruktion**

Bettina.schuth@kabelmail.de
johannes.kleer@technomed-saar.de

Info@Technomed-Rehatechnik.de

<http://www.technomed-rehatechnik.de>

**Geschäftsführung
Dr. med. Ruth Pulch-Kleer**



Matratzenheber (Liegeflächenheber)



Matratzenheber (Liegeflächenheber)

Einbaubeispiel



Bild 1: Matratzenheber eingebaut (Einzelmontage, bzw. in Einzelbett)



Bild 2: Matratzenheber eingebaut in (Doppelbett)

Das Bettenmachen und vor allem das Bettenbeziehen bedeutet für bewegungseingeschränkte und ältere Menschen oft eine kraftraubende Anstrengung.

Der von uns entwickelte Matratzenheber ermöglicht in diesem Fall das problemlose Anheben der Matratze (incl. Sprungrahmen) mit geringem Kraftaufwand, sodass die Matratze von einer Person und einer Bettseite aus bezogen werden kann, ohne dass sie aus dem Bett gehoben werden muss. Eine leichte Reinigung des Bettkastens wird dadurch ebenfalls ermöglicht.

Der Matratzenheber besteht aus einem in das Bett einlegbaren Rahmen, der mittels einem Elektrozyylinder aufgestellt werden kann. Die Bedienung ist sehr einfach mit Hilfe einer Fernbedienung.

Der Rahmen wird mit Adaptern an den Seitenteilen des Bettes und am Lattenrost befestigt. Die gewählten Adapter ermöglichen den Einbau in unterschiedlichen Betttypen und -breiten.

Einfache Montage:

